

## WYPEŁNIA TERAPEUTA

### DANE PACJENTA

Imię i nazwisko:

Kod polecający\*:

### Wypełnij RehaCept w całości.

- Po lewej stronie wpisz dane pacjenta.
- W tabeli zaznacz tylko ćwiczenia przeznaczone do treningu oraz uzupełnij liczbę sesji, czas trwania treningu i poziom początkowy.
- Przełącz wypełnioną RehaCept pacjentowi.

## Plan treningu

UWAGA	Liczba sesji w tygodniu	Sesje dziennie np. 1×30 min, 2×15 min, itp.	Poziom początkowy	Do-wolny	Plan treningu							
					Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd	
<input type="checkbox"/> Trening czujności (ALTA)												
<input type="checkbox"/> Zdolność reagowania (REA1)												
<input type="checkbox"/> Reakcja na bodźce wzrokowe (REVE)												
<input type="checkbox"/> Uwaga i koncentracja (AUFM)												
<input type="checkbox"/> Podzielność uwagi - samochód (GEAX)												
<input type="checkbox"/> Ciągłość uwagi (SUSA)												
<input type="checkbox"/> Czujność 2 (VIG2)												
<input type="checkbox"/> Operacje trójwymiarowe (SPOT)												
<b>PAMIĘĆ</b>												
<input type="checkbox"/> Pamięć robocza (WOME)												
<input type="checkbox"/> Trening strategii zapamiętywania (LEST)												
<input type="checkbox"/> Pamięć słowna (VERB)												
<b>FUNKCJE WYKONAWCZE</b>												
<input type="checkbox"/> Planowanie wakacji (PLAN)												
<input type="checkbox"/> Myślenie logiczne (LODE)												
<b>POLE WIDZENIA</b>												
<input type="checkbox"/> Trening sakadowy (SAKA)												
<input type="checkbox"/> Eksploracja (EXPL)												
<input type="checkbox"/> Eksploracja 2 (EX02)												
<input type="checkbox"/> Terapia przywracania wzroku (RESE)												
<b>CODZIENNE FUNKCJONOWANIE</b>												
<input type="checkbox"/> Oddział pocztowy (POST)												
<input type="checkbox"/> Poczta głosowa (MBOX)												


\* Podaj kod polecający podczas składania zamówienia w sklepie **RehaCom® Online**.

Zeskanuj QR kod lub odwiedź  
[www.rehacom-online.pl](http://www.rehacom-online.pl)




# RehaCom® w domu Trenuj w domu z RehaCom® Online

## WSKAZÓWKI DLA PACJENTA



### 1. Pierwszy krok - zabierz RehaCept

Otrzymali Państwo od terapeuty **RehaCept** do treningu w domu. Na jej podstawie mogą Państwo korzystać z indywidualnego planu treningowego w **RehaCom® Online**.




### 2. Wykup dostęp do RehaCom® Online

Na stronie [www.rehacom-online.pl/kup-teraz](http://www.rehacom-online.pl/kup-teraz) wybierz subskrypcję na 1 miesiąc, 3 miesiące lub 1 rok. Po jej wykupieniu otrzymasz klucz aktywacyjny, który umożliwi rejestrację w **RehaCom® Online**.\*




Zeskanuj QR kod aby zapoznać się cennikiem




### 3. Rejestracja i logowanie

Otrzymasz klucz aktywacyjny w wiadomości e-mail. W tej samej wiadomości znajdziesz link, który przeniesie Cię bezpośrednio do rejestracji.



### 4. Przenieś plan treningowy

Po rejestracji i zalogowaniu pojawi się pytanie, czy masz plan treningowy **RehaCept**, czy chcesz samodzielnie utworzyć plan treningu. Jeśli posiadasz **RehaCept**, przenieś swój plan treningowy do systemu.



### 5. Rozpocznij trening

Możesz zaczynać! Trenuj zgodnie z zaleceniami lub wybieraj dowolnie spośród 19 ćwiczeń treningowych. W menu ustawień możesz dostosować parametry treningu do swoich potrzeb.

\*Przed końcem subskrypcji otrzymasz przypomnienie e-mail z możliwością jej zakończenia. Twoje wyniki nadal będą dostępne do wglądu.